


UreSil® POSI-STICK® 2 Introducer Set with Radioopaque Marker

INTENDED USE:

This device is intended for interventional procedures: specifically a Seldinger technique placement of a percutaneous catheter.

CONTRAINDICATIONS:

This set is not intended for coronary or cerebrovascular use.



REF	PS2-38	PS2-38SW	PS2-35	PS2-35SW	PS2-00	PS2-18*
0.018" (4.6mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY RADIOPAQUE TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY TIP & 9" TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) SUPER-STIFF STRAIGHT GUIDEWIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Replacement: 0.018" (4.6mm) Guidewire for PS2-35 & PS2-38

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Insert the 21 GA trocar-style needle using standard technique and guide into the drainage site.
2. Remove the trocar leaving the needle in place.
3. Advance the .018" (4.6 mm) guidewire through the needle into the drainage site.
4. Remove the needle while maintaining the .018" (.46 mm) guidewire in position.
5. Advance the "POSI-STICK" over the .018" (.46 mm) guidewire into the desired position.
6. Release and remove the stiffening cannula and the 4 Fr. dilator, leaving the 6 Fr. sheath and .018" (.46 mm) guidewire in position.
7. Advance the .038" or .035" (.96 mm or .89 mm) guidewire through the 6 Fr. sheath (along side the .018"/.46mm guidewire) into the drainage site.
8. Remove the .018" (.46 mm) guidewire.
9. Remove the 6 Fr. sheath.

CAUTION:

1. Withdrawal of guidewires should be smooth and without resistance. If resistance is felt, carefully remove wire(s) and system as a unit.
2. Avoid bending, kinking, and uses other than percutaneous catheter placement.
3. Guidewires should be routinely inspected prior to use. Should any deformities be present, discard. Do not use deformed guidewires.
4. Should resistance occur during insertion, DO NOT advance the guidewire.
5. Avoid withdrawing a guidewire through a metal needle. The teflon coating can shear against the needle bevel.

STERILE EO 2 CE 0086

Sterile if package is unopened and undamaged. Non-Pyrogenic. For single use only. The reuse of this single-use device can lead to patient infection and/or device malfunction.

Caution: Federal Law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician. UreSil and POSI-STICK are registered trademarks of UreSil, LLC.

TO REORDER: Call 1-800-538-7374 (U.S. only)

Fax: 1-847-982-0106

UreSil, LLC.
5418 W. Touhy Ave., Skokie, IL 60077 U.S.A.

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

8-19-256 rev. 08/22/2017




UreSil Ensemble de l'Introduceur POSI-STICK 2 avec Marqueur Radio-opaque

EMPLOI PRÉVU:

Le dispositif est destiné à des procédures interventionnelles: spécifiquement la mise en place d'un cathéter percutané par la technique de Seldinger.

CONTRE-INDICATIONS:

Cet ensemble n'est pas destiné à être utilisé dans les applications coronaires ou cérébrovasculaires.



REF	PS2-38	PS2-38SW	PS2-35	PS2-35SW	PS2-00	PS2-18*
0.018" (4.6mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY RADIOPAQUE TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY TIP & 9" TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) SUPER-STIFF STRAIGHT GUIDEWIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Remplacement: 0.018" (4.6mm) Guidewire for PS2-35 & PS2-38

MODE D'EMPLOI:

1. Introduire l'aiguille de style trocar de 21 GA en utilisant une technique standard et la guider dans le site d'évacuation.
2. Retirer le trocar en laissant l'aiguille en place.
3. Faire avancer le guide de 0,018"(0,46 mm) dans l'aiguille, jusqu'au site d'évacuation.
4. Retirer l'aiguille tout en maintenant le guide de 0,018"(0,46 mm) en place.
5. Faire avancer la "POSI-STICK" sur le guide de 0,018" (0,46 mm) jusqu'à la position souhaitée.
6. Relâcher et retirer la canule de raidissage et le dilateur 4 FR, en laissant la gaine 6 FR et le guide de 0,018"(0,46 mm) en place.
7. Faire avancer le guide de 0,038" ou 0,035" (0,96 mm ou 0,89 mm) dans la gaine 6 FR (le long du guide de 0,018"(0,46 mm) jusqu'au site d'évacuation.
8. Retirer le fil de 0,018" (0,46 mm).
9. Retirer la gaine 6 FR.

PRECAUTION:

1. Les guides devront être retirés délicatement et sans résistance. Si une résistance est ressentie, retirer délicatement les fils et le système en même temps.
2. Éviter les courbures et les angulations et ne pas utiliser ce dispositif dans des applications autres que la mise en place d'un cathéter percutané.
3. Vérifier systématiquement les guides avant de les utiliser. Si des déformations sont présentes, les jeter. Ne pas utiliser de guides déformés.
4. Si une résistance est ressentie durant la mise en place, NE PAS faire avancer le guide.
5. Éviter de retirer le guide avec une aiguille en métal. Le revêtement en téflon pourrait s'arracher en contact avec l'extrémité biseautée de l'aiguille.

STERILE EO 2 CE 0086

Sterile if emballage n'a pas été ouvert et/ou endommagé. Apyrogène. A usage unique exclusivement. La réutilisation de ce dispositif à usage unique peut conduire à l'infection du patient et/ou le dysfonctionnement du dispositif. Avertissement: La loi fédérale (États-Unis), permet la vente de ce dispositif uniquement sur ordonnance d'un médecin.


UreSil POSI-STICK 2 Einführungsset mit strahlenundurchlässiger Markierung

ANWENDUNGSGEBIET:

Diese Vorrichtung ist für interventionelle Verfahren beabsichtigt, speziell jedoch zum Legen eines perkutanen Katheters anhand der Seldinger-Technik.

GEGENANZEIGEN:

Dieses Besteck ist nicht für den koronaren oder cerebrovasculären Gebrauch vorgesehen.



REF	PS2-38	PS2-38SW	PS2-35	PS2-35SW	PS2-00	PS2-18*
0.018" (4.6mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY RADIOPAQUE TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY TIP & 9" TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) SUPER-STIFF STRAIGHT GUIDEWIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Replacement: 0.018" (4.6mm) Guidewire for PS2-35 & PS2-38

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Nadel (Trocartyp, 21 G = 0,81 mm Durchmesser) anhand des Standardverfahrens einführen, und in den Drainageort leiten.
2. Den Trokar entfernen, während die Nadel an Ort und Stelle zurückbleibt.
3. Den Führungsdraht (0,018"/0,46 mm) durch die Nadel in den Drainageort vorschieben.
4. Die Nadel entfernen, während der Führungsdraht (0,018"/0,46 mm) an Ort und Stelle liegenbleibt.
5. Den "POSI-STICK" über den Führungsdraht (0,018"/0,46 mm) in die gewünschte Position vorschieben.
6. Die Versteifungskanüle und den Dilator (4 Fr.) lösen und entfernen. Die Schleuse (6 Fr.) und den Führungsdraht (0,018"/0,46 mm) an Ort und Stelle zurücklassen.
7. Den Führungsdraht (0,038" oder 0,035"/0,96 mm oder 0,89 mm) durch die Schleuse (6 Fr.) (Seite an Seite mit dem (0,018"/0,46 mm) Führungsdraht) in den Drainageort vorschieben.
8. Den Führungsdraht (0,018"/0,46 mm) entfernen.
9. Das Schließensystem (6 Fr.) entfernen.

VORSICHT:

1. Das Herausziehen der Führungsdrähte sollte glatt und ohne auf Widerstand zu stoßen erfolgen. Wenn auf Widerstand gestoßen wird, sind der Draht/die Drähte und das System vorsichtig als eine Einheit zu entfernen.
2. Biegen und Knicken sind zu vermeiden. Dieses Besteck ist für keinen anderen Zweck als für das Legen perkutaner Katheter bestimmt.
3. Alle Führungsdrähte sollten vor Gebrauch routinemäßig überprüft werden. Wenn irgendwelche Beschädigungen vorliegen, sind sie wegzuerwerfen. Beschädigte Führungsdrähte dürfen nicht verwendet werden.
4. Wird während des Einführens auf Widerstand gestoßen, darf der Führungsdraht NICHT weiter vorgeschoben werden.
5. Das Herausziehen eines Führungsdrahtes durch eine Metallnadel ist zu vermeiden. Die Teflon-Beschichtung kann durch Scheren gegen den Nadelschliff beschädigt werden.

STERILE EO 2 CE 0086

Produkt ist steril, wenn die Verpackung geöffnet und unbeschädigt ist. Nicht pyrogen. Nur zum einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung dieses für den Einmalgebrauch bestimmten Produkts kann zur Infektion des Patienten bzw. zum Versagen des Produkts führen. Achtung: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz nur für den Verkauf durch oder auf Anordnung eines Arztes zugelassen.


UreSil Conjunto de Introducción POSI-STICK 2 con Indicador Radioopaco

UTILIZACIÓN:

Este dispositivo está diseñado para procedimientos operatorios, específicamente para el emplazamiento de un catéter percutáneo con la técnica de Seldinger.

CONTRAINDICACIONES:

Este equipo no está diseñado para procedimientos coronarios o cerebrovasculares.



REF	PS2-38	PS2-38SW	PS2-35	PS2-35SW	PS2-00	PS2-18*
0.018" (4.6mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY RADIOPAQUE TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY TIP & 9" TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) SUPER-STIFF STRAIGHT GUIDEWIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Replacement: 0.018" (4.6mm) Guidewire for PS2-35 & PS2-38

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:

1. Introduzca la aguja de 21 GA tipo trocar, utilizando la técnica habitual, y guíela hasta el sitio de drenaje.
2. Retire el trocar dejando la aguja en su lugar.
3. Haga avanzar el alambre-guía de 0,018" (0,46 mm) a través de la aguja, hasta el sitio de drenaje.
4. Retire la aguja, manteniendo el alambre-guía de 0,018" (0,46 mm) en su posición.
5. Haga avanzar el "POSI-STICK" sobre el alambre-guía de 0,018" (0,46 mm) hasta la posición requerida.
6. Afloje y retire la cánula de rigidez y el dilator de 4 Fr., dejando la vaina de 6 Fr. y el alambre-guía de 0,018" (0,46 mm) en sus posiciones.
7. Haga avanzar el alambre-guía de 0,038" u 0,035" (0,96 mm u 0,89 mm) a través de la vaina de 6 Fr. (a lo largo del alambre-guía de 0,018" (0,46 mm) hasta el sitio de drenaje).
8. Retire el alambre-guía de 0,018" (0,46 mm).
9. Retire la vaina de 6 Fr.

PRECAUCIÓN:

1. La retirada de los alambres guías debe ser suave y sin resistencias. Si se percibe una resistencia, el (los) alambre(s) y el sistema deben ser retirados cuidadosamente, como una sola unidad.
2. Evitar acodaduras y enroscamientos, y utilizar sólo para el emplazamiento de un catéter percutáneo.
3. Se recomienda inspeccionar siempre los alambres guías antes de utilizarlos. Si se descubren deformidades en un alambre-guía, éste debe eliminarse. No se debe usar alambres guías deformados.
4. Si se siente una resistencia durante la inserción del alambre-guía, NO SE DEBE proseguir con su avance.
5. No se debe retirar el alambre-guía a través de una aguja metálica, ya que su revestimiento de teflón puede dañarse con el bisel de la aguja.

STERILE EO 2 CE 0086

Estéril si el paquete no se abre ni se daña. Apirogénico. Desechable después del primer uso. Volver a utilizar este dispositivo desechable puede producir infecciones en pacientes o el mal funcionamiento del dispositivo. Precaución: La Ley federal (de Estados Unidos) restringe la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción facultativa.


UreSil POSI-STICK 2 Radyo-opak Markeri Yerleştirme Seti

KULLANIM AMACI:

Bu cihazın kullanımı müdahale prosedürleri içindir: özellikle de Seldinger tekniği ile perkütan kateter yerleştirmek içindir.

KONTRAENDİKASYONLARI:

Bu set koroner veya serebrovasküler kullanım için değildir.



REF	PS2-38	PS2-38SW	PS2-35	PS2-35SW	PS2-00	PS2-18*
0.018" (4.6mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY RADIOPAQUE TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) GUIDEWIRE WITH FLOPPY TIP & 9" TIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0.035" (0.89mm) / 0.038" (0.96mm) SUPER-STIFF STRAIGHT GUIDEWIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Replacement: 0.018" (4.6mm) Guidewire for PS2-35 & PS2-38

KULLANIM TALİMATLARI:

1. 21 GA trokar-stili iğneyi standart teknik kullanarak içeri sokun ve drenaj bölgesi içine iletin.
2. İğneyi yerinde bırakarak trokarı çıkarın.
3. 0,018" (.46 mm) rehber-teli iğnenin içinden drenaj bölgesine iletin.
4. 0,018" (.46 mm) rehber-teli konumunda tutarak iğneyi çıkartınız.
5. "POSI-STICK" i 0,018" (.46 mm) rehber-teli üzerinden iletirip istenilen konuma getirin.
6. Sertleştirme kanülünü serbest bırakıp kanülü ve de 4 Fr. Dilatörü çıkartın, fakat 6 Fr. kılıfı ve .018" (.46 mm) rehber-teli konumunda bırakın.
7. 0,038" veya 0,035" (.96 mm veya .89 mm) rehber-teli 6 Fr. kılıfın içinden (.018" .46 mm rehber-telin yanından) drenaj bölgesi içine iletin.
8. 0,018" (.46 mm) rehber-teli çıkartın.
9. 6 Fr. kılıfı çıkartın.

DİKKAT:

1. Rehber-tellerin geri çekilmesi kolay, serbestçe ve bir karşı-koyma ile karşılaşmadan olmalıdır. Eğer bir karşı koyuma hissedilir ise, dikkatli bir şekilde telleri/teflon sistemini bütünü ile çıkartınız.
2. Perkütan kateter yerleştirme dışında kullanılmamaya, katlamamaya, düğüm atlamamaya özen gösterin.
3. Rehber-teller kullanımdan önce rutin olarak incelenmelidir. Eğer herhangi bir deformasyon var ise, atınız. Deformasyona uğramış rehber-telleri kullanmayın.
4. Eğer içeri sokarken bir karşı-koyma oluşur ise, rehber-teli İLERLETMEYİN.
5. Rehber-teli bir metal iğne içinden geri çekmekten kaçının. Teflon kaplama iğnenin eğik kısmına sürtünme ile yitirilir.

STERILE EO 2 CE 0086

Paket açılmadığı ve hasar görmediği sürece sterildir. Pirojenik değildir. Tek bir kullanımdır. Bu tek kullanımlık cihazın yeniden kullanımı hasta enfeksiyonlarına ve/veya cihazın bozulmasına neden olabilir. Dikkat: Federal Yasalar (A.B.D.) bu cihazı bir hekim tarafından ya da bir hekim siparişi üzerine satılacak şekilde sınırlandırmaktadır.

it

CONTROINDICAZIONI:
Questa apparecchiatura non è intesa per uso coronario o cerebrovascolare.

1. Inserire l'ago stile trequanti di 21 Ga usando la tecnica standard e guidarlo nell'area di drenaggio.
2. Togliere il trequanti lasciando in posizione l'ago.
3. Far avanzare il filo di guida di 0,018" (0,46 mm) attraverso l'ago fino all'area di drenaggio.
4. Togliere l'ago mantenendo intanto il filo di guida di 0,018" (0,46 mm) in posizione.
5. Far avanzare il "POSI-STICK" sopra il filo di guida di 0,018" (0,46 mm) fino alla posizione volatile.
6. Togliere la cannula d'irrigidimento e il dilatatore di 4 Fr, lasciando in posizione la guaina di 6 Fr e il filo di guida di 0,018" (0,46 mm).
7. Far avanzare il filo di guida di 0,038" o 0,035" (0,96 mm o 0,89 mm) attraverso la guaina di 6 Fr (lungo il filo di guida di 0,018" (0,46 mm) fino all'area di drenaggio.
8. Togliere il filo di guida di 0,018" (0,46 mm).
9. Togliere la guaina di 6 Fr.

1. L'estrazione dei fili di guida dovrebbe essere eseguita delicatamente. Se si incontra della resistenza, togliere attentamente i fili/filoli e il sistema come un'intera unità.
2. Evitare piegature, attorcigliamenti, ed usi diversi dal piazzamento del catetere percutaneo.
3. I fili di guida dovrebbero essere esaminati sempre prima dell'uso. Se si presentano delle deformità, eliminarli. Non usare mai fili di guida deformati.
4. Se si incontra della resistenza durante l'inserimento, NON far avanzare il filo di guida.
5. Evitare di estrarre un filo di guida attraverso un ago metallico. Il rivestimento di teflon può tagliarsi contro la smussatura dell'ago.



8-19-256 rev. 08/22/2017

nl

CONTRA-INDICATIES:
Deze set is niet bedoeld voor coronair of cerebrovasculair gebruik.



1. Breg de 21G naald in via de standaardtechniek en voer deze op naar de drainage plaats.
2. Verwijder de binnennaald en laat de naald op zijn plaats.
3. Schuif de .46 mm voerdraad door de naald tot in de drainage plaats.
4. Verwijder de naald, terwijl de .018" (.46 mm) voerdraad op zijn plaats blijft.
5. Schuif de Posi-Stick over de .018" (.46 mm) voerdraad op naar de gewenste positie.
6. Draai strekker en de 6Fr dilatator los, (die met witte lusjes (lock sluiting) en verwijder bij de draai van 6Fr sheath en .018" (.46 mm) voerdraad op hun plaats blijven).
7. Schuif de .038" of .035" (.96 mm of .89 mm) voerdraad op door de 6Fr. sheath (naast de .018" (.46 mm) voerdraad) tot in de drainage plaats.
8. Verwijder de .018" (.46 mm) voerdraad
9. Verwijder de 6Fr sheath

1. Het terugtrekken van voerdraden moet gladjes en zonder weerstand verlopen. Wanneer weerstand gevoeld wordt, verwijderen dan voorzichtig voerdra(a)d(en) en systeem als één geheel.
2. Vermijd buigen, knikken, en ander gebruik dan het percutaan plaatsen van catheters.
3. Voe draden moeten routinematig voor gebruik gecontroleerd worden. Indien enige deformiteiten aanwezig zijn, gooiz de dan weg. Gebruik geen gedeformeerde voerdraden.
4. Wanneer weerstand optreedt tijdens het inbrengen, schuif de voerdraad dan NIET VERDER op.
5. Vermijd het terugtrekken van een voerdraad door een metaal naald. De teflonaag kan tegen de naaldpunt schuren en beschadigd worden



beperkt dit instrument tot verkoop door of op bevel van een arts.

EV

KONTRAINDIKATIONER:
Setet är inte avsett för koronärt eller cerebrovaskulärt bruk.

0000

1. För in nålen av troakrotyp (21 G) till drågenästället med användning av sedvanlig teknik.
2. Ta bort troakoren och lämna nålen på plats.
3. För in den tunna ledaren (0,018"/0,46 mm) genom nålen till drågenästället.
4. Ta bort nålen och lämna ledaren (0,018"/0,46 mm) på plats.
5. För in POSI-STICK över ledaren (0,018"/0,46 mm) till önskad position.
6. Lossa och ta bort den styva kanylen och dilatatorn (4 F) från kanylen (6 F) och ledaren (0,018"/0,46 mm) lämnas på plats.
7. För in den kraftigare ledaren (0,038" eller 0,035"/0,96 mm eller 0,89mm) genom hylsan (bredvid ((0,018"/0,46 mm) ledaren) och in i drågenästället.
8. Ta bort den tunna ledaren (0,018"/0,46 mm).
9. Ta bort hylsan (6 F).

1. Det ska gå lätt och motståndslöst att dra ut ledarna. Om man möter motstånd, drar man försiktigt ut ledaren/ledarna och systemet som en enhet.
2. Se till att inga delar böjs eller kinkas. Sletar är inte avsett att användas till andra ändamål än inläggning av peruktarna katetrar.
3. Ledarna ska rutinkontrolleras före användning. Deformerade ledare får inte användas utan måste kasseras.
4. Fortsätt INTE att föra in en ledare om motstånd påträffas vid införandet.
5. Undvik att dra ut ledare genom metallnål eftersom den fasade nålen kan skrapa teflonbeläggningen.



(i USA) får denna produkt endast säljas av eller på order av läkare

da

KONTRA-INDIKATIONER:
Dette sæt er ikke beregnet til koronar eller cerebrovaskulær brug.

2. Fjern trokaren og efterlad nålen.
3. For 0,018" (0,46mm) guide wiren gennem nålen ind i drænegæstet.
4. Fjern nålen og efterlad guide wiren (0,018" (0,46mm)) på stedet.
5. Før "POSI-STICK" ind over 0,018" (0,46mm) guide wiren til den ønskede position.
6. Læs og fjern den stive kanyle og 4FR dilatatoren. Lad 6FR kappen og 0,018" (0,46mm) guide wiren blive liggende.
7. Før 0,038" (0,96mm) eller 0,035" (0,89mm) guide wiren gennem 6FR kappen (langs med 0,018" (0,46mm) guide wiren ind i drænegæstet).
8. Fjern 0,018" (0,46mm) guide wiren.
9. Fjern 6 FR kappen.

1. Udtærkning af guide wirer skal kunne foregå let og uden modstand. Hvis der føles modstand, fjernes hele enheden omhyggeligt samlet.
2. Udstyret må ikke bøjes eller kinkes. Udstyret må kun anvendes til perkutan drænage.
3. Guide wiren kontrolleres rutinemæssigt inden brug. Hvis der er nogen deformation, skal de kasseres. Anvend aldrig deformede guide wirer.
4. Hvis der føles modstand under indføring, må guide wiren IKKE føres frem.
5. Undgå at trække en guide wire ud gennem en metalnål. Nålen kan beskadige guide wirens teflonbelægning.



begrænset til at måtte ske af en læge eller efter ordinering af en læge.

cn

禁忌：
本器件不可用于冠状血管或脑血管。

5

1. 使用标准技术, 将21 GA套管式穿刺针插入, 然后将其导入引流部位。
2. 将套管移开, 使针留在适当位置。
3. 使0.018英寸 (0.46毫米) 导丝通过穿刺针推进到引流部位。
4. 将穿刺针取出, 并同时使上述0.018英寸 (0.46毫米) 导丝保持在适当位置。
5. 使“POSI-STICK”导入器沿上述0.018英寸 (0.46毫米) 导丝推进到期望位置。
6. 解开并移开加强套管及4号法国式扩张器, 使法国式导丝护套及0.018英寸 (0.46毫米) 导丝保持在适当位置。
7. 使0.038英寸/0.035英寸 (0.96毫米/0.89毫米) 导丝通过6号法国式护套 (≧0.018英寸/0.46毫米导丝一起) 推进到引流部位。
8. 移开0.018英寸 (0.46毫米) 导丝。
9. 移开6号法国式护套。

1. 导丝的抽出应平滑而无力。如果感觉到阻力，应谨慎地整体引导导丝及系统。
2. 应避免弯曲引流导管、扭绞引流导管及使用经皮引流导管放置方法之外的方法。
3. 导丝应在使用之前接受例常检验。如果存在任何变形应丢弃之。不要使用变形的导丝。
4. 如果在插入期间发生阻力，不要将导丝推进。
5. 避免通过金属穿刺针抽出导丝。Teflon（“特氟纶”聚四氟乙烯）涂层会对穿刺针斜面造成剪力。



警告：美国联邦法律规定，本器件应由医师出售或按医师的处方出售。